

## DRK208 熔体流动速率仪



### 产品介绍

### PRODUCTS

DRK208 熔体流动速率仪是用来表征热塑性高聚物在粘流状态时流动性能的仪器，用来测定热塑性树脂的熔体质量流动速率（MFR）和熔体体积流动速率（MVR），熔体流动速率仪既适用于熔融温度较高的聚碳酸酯、尼龙、氟塑料、聚芳砜等工程塑料，也适用于聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、ABS 树脂、聚甲醛树脂等熔融温度较低的塑料测试，广泛地应用于塑料原料、塑料生产、塑料制品、石油化工等行业和相关的大专院校、科研单位、商检部门。

### 技术标准

### TECHNICAL NORMS

仪器符合 GB3682、ISO1133、ASTMD1238、ASTMD3364、DIN53735、UNI—5640、JJG78—94 等标准的要求，并按 JB/T5456《熔体流动速率仪技术条件》标准制造。

**产品特点****FEATURES**

显示/控制方式：标配为液晶中文显示（可扩展机型：触摸屏或微控型）。

PID 自动控温；手/自动切料；编码器采集位移；时控/位控自动试验；手/自动称量；可快速加载；可打印试验；结果显示（MFR、MVR、熔体密度）。

**产品参数****PARAMETER**

测量范围：0.01-600.00 g/10min 质量流动速率(MFR)

0.01-600.00 cm<sup>3</sup>/10min 体积流动速率(MVR)

0.001-9.999 g/cm<sup>3</sup> 熔体密度

温度控制范围：50-400℃

控温精度：0.1℃，显示精度：0.01℃

料筒：内径 9.55±0.025mm，长度 160 mm

活塞：头部直径 9.475±0.01 mm，质量 106g

口模：内径 2.095 mm，长度 8±0.025 mm

标称负荷：质量：0.325 kg、1.2 kg、2.16 kg、3.8 kg、5.0 kg、10.0 kg、21.6kg 准确度 0.5%

位移测量范围：0~30mm，精确度±0.05mm

电源电压：220V±10% 50HZ

加热功率：550W

仪器外形尺寸：(长×宽×高)：560×376×530mm

**注：因技术进步更改资料，恕不另行通知，产品以后期实物为准。**